



Szemüveg használati útmutató

1. A szemüveget mindig két kézzel, két száránál fogva tegye fel és vegye le!
2. A szemüveget ne tegye ki 60°C feletti hőhatásnak (pl. ne felejtse nyáron az autóban, ne vigye be a szaunába vagy gőzfürdőbe és ne tegye le fűtőtest, sütő mellé, forró sütőt ne nyissa rá!)
3. Kerülje a szemüveg durva vagy éles tárgyakkal való érintkezését!
4. A szemüveg tisztítása csak arra alkalmas eszközökkel történjen!
5. Papír vagy száraz törlőruha a ráakódott porszemek bedörzsölésével a felületet megsértheti. Amennyiben úgy érzi, hogy szemüvege piszkos vagy zsíros, mossa meg kézmeleg vízzel. Csak optikában vásárolt szemüveg tisztítókat és mikroszálas törlőkendőt használjon a makacsabb szennyeződések eltávolítására.
6. Intenzív tisztítószeres és erős vegyhatású anyagok (pl. hajlakk, parfüm, acetón, savas vagy lúgos kémhatású szappan) a keret és a lencse felületét károsíthatják. Ne használjon ismeretlen eredetű tisztítószert szemüveglencsési tisztítására!
7. Soha ne tegye le szemüvegét lencsével lefelé! A legkomolyabb felületvédelemmel ellátott lencse sem áll ellen a szilárd tárgyakkal történő többszöri érintkezésnek.
8. Ha nem használja szemüvegét, helyezze kemény szemüvegtokba!
9. A szemüveg sérülékeny látásjavító eszköz, ezért finom kezelést igényel. Javítását, beállítását bízza szakemberre!
10. Ne felejtse, hogy garancia csak a szemüveg rendeltetésszerű használata esetén érvényesíthető!